



CARE SURGICAL

Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2906
CS Tony Prone™



CARE SURGICAL


Product Code: CSM2906

CS Tony Prone™


 Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.

Patient support for use in the safe prone positioning of the conscious or unconscious patient.


Support the unconscious patient in the prone position.



The conscious patient can be supported in the prone position with head placed laterally.



Ensure the CS Tony Prone™ is positioned with the recess towards the patient's hips.



It is recommended that the CS Tony Prone™ is placed on a firm procedure bed or table. Pillows or supports must be used to support the patient's head and legs.

Do not exceed weight limit of the supporting table.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.



DO NOT USE products that appear to be damaged or worn. In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



Maximum Patient Weight

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



5 060624 122095



CARE SURGICAL


Produktkod: CSM2906

CS Tony Prone™


 **Får endast användas av utbildade läkare. Säkerställ att produkten sitter fast innan patienten positioneras.**

Patientstöd för användning vid säker framstupa positionering av en medveten eller medvetslös patient.


En medvetslös patient
ska stöttas i rygggläge.



En medveten patienten kan stöttas
i bukläge med huvudet lateralt.



Säkerställ att CS Tony Prone™ placeras med
insänkningen mot patientens höfter.



**Det är rekommenderat att placera CS Tony Prone™ på ett fast underlag (brits eller operationsbord).
Kuddar eller stöd ska användas för att stötta patientens huvud och ben.**

Överskrid inte underlagets viktgräns.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



SÄKER KASSERING: Kunderna ska följa alla lokala lagar och
förfordningar för säker kassering av medicintekniska produkter.



ANVÄND INTE produkter som verkar skadade eller utslitna.
I händelse av en produktskada eller patientskada, kontakta
Care Surgical.



Maximal
patientvikt

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



5 060624 122095



CARE SURGICAL


Tuotekoodi: CSM2906

CS Tony Prone™


 Vain koulutettujen klinikoiden käyttöön. Varmista, että laite on vakaa ennen potilaan asettelua.

Potilastuki käytettäväksi tajuissaan olevan tai tajuttoman potilaan turvalliseen asetteluun päinmakuuasentoon.


Tue tajuton potilas
päinmakuuasentoon.



Tajuissaan oleva potilas voidaan tukea
päinmakuuasentoon pää lateraalisisä asennossa.



Varmista, että CS Tony Prone™ -tuki asetetaan
syvennys potilaan lantiota kohti.



**On suositeltavaa asettaa CS Tony Prone™ -tuki vakaalle toimenpidevuoteelle tai -pöydälle.
Potilaan pää ja alaraajat on tuettava tyynyillä tai tuilla.**

Toimenpidepöydän painorajaa ei saa ylittää.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.



ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai kuluneilta.
Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.



Potilaan
enimmäispaino

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



5 060624 122095



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning