



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2722 - G

CS Supine Top -3" Foam Pad - Grey




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2722-3 -G

CS Supine Top -3" Foam pad - Grey

⚠ Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.



CS Supine Top; reusable covered foam support.

Reusable foam pad for pressure management, for use with CS Supine Top- Base Only or as replacement pads for compatible Allen or Jackson style supine base*.

*Allen® is the registered trademark of Allen Medical Systems Inc.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SAFE DISPOSAL : customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.



DO NOT USE products that appear to be damaged or worn. In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.




EU REP




CARE SURGICAL


CS Supine Top -3" Foam pad - Grey



- 1 Place the support on to the frame so that the brackets are over the bars.



- 2 Snap the locking clip shut to secure the support into position.



- 3 To adjust the position of the supports, release the clip(s), and slide the supports to the correct position, then snap lock the clip(s)

Cleaning instructions



Clean using standard hospital wipes



Do not immerse in water



Do not autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland






CARE SURGICAL

CS Supine Top -3" Foam pad - Grey



Vain koulutettujen klinikoiden käyttöön. Varmista, että tuote on vakaa ennen potilaan asettelemista.



CS Supine Top: uudelleenkäytettävä suojattu vaahtomuovituksi.

Paineenhallintaan tarkoitettu
uudelleenkäytettävä
vaahtomuovipehmuste, jota käytetään
CS Supine Top – Base Only -alustan
kanssa tai vaihtopehmusteena
yhteensopivan Allen- tai Jackson-
tyylisen selinmakuuasennossa
käytettävän alustan* kanssa.

*Allen® on Allen Medical Systems Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Potilaan
enimmäispaino



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on
noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista
hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.
ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai
kuluneilta. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa
ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.




EU REP




CARE SURGICAL


CS Supine Top -3" Foam pad - Grey



- 1 Aseta tuki rungon päälle niin, että kiinnikkeet ovat tankojen päällä.



- 2 Napsauta lukitussalpa kiinni niin, että tuki pysyy paikallaan.



- 3 Tukien paikkaa voi säätää avaamalla salvat ja työntämällä tuet oikeaan kohtaan. Lukitse salvat uudelleen säätämisen jälkeen.

Puhdistusohjeet



Puhdista tavanomaisilla
sairaalapyyhkeillä



Älä upota veteen



Älä steriloi autoklaavissa



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP



5 060624 127236




CARE SURGICAL

CS Supine Top -3" Foam pad - Grey



Får endast användas av utbildade läkare. Säkerställ att produkten sitter fast på ett säkert sätt innan patienten positioneras.



CS Supine Top, återanvändbar täckt stöddyna.

Återanvändbar skumdyna för tryckavlastning och användning med CS Supine Top – Base Only, eller som ersättningsdyna för kompatibla modeller av Allen- eller Jackson-basplattor för ryggläge*.

*Allen® är ett registrerat varumärke som tillhör Allen Medical Systems Inc.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical L LC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SÄKER KASSERING: Kunderna ska följa alla lokala lagar och förordningar för säker kassering av medicintekniska produkter.



Produkter FÅR INTE ANVÄNDAS om de visar sig vara skadade eller slitna. I händelse av en produktskada eller patientskada, kontakta Care Surgical.




5 060624 127236

EU REP




CARE SURGICAL


CS Supine Top -3" Foam pad - Grey



- 1 Placera stöden på ramen så att hållarna hamnar ovanför stängerna.



- 2 Snäpp låsklämman till stängt läge för att sätta fast stödet i rätt läge.



- 3 För att justera stödens läge: lossa på klämman / klämmorna, dra stöden till rätt läge och lås sedan fast klämman / klämmorna igen

Rengöringsanvisningar



Rengör med torkdukar avsedda för sjukhusanvändning



Sänk inte ned i vatten



Autoklavera inte



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



5 060624 127236



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning