



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2738

CS Disposable Leg Holder




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2738


CS Disposable Leg Holder

⚠ Only to be used by trained clinicians.


CS Disposable Leg Holder - For use with compatible arthroscopic leg holder to provide safe and comfortable support.



- 1 Position the leg holder pad under the patient's leg with the white side facing outwards.



- 2 Wrap the leg holder pad securely around the patient's leg and secure using the strap.



- 3 Use with compatible arthroscopic leg holder.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



⚠ DO NOT REUSE! If reused injury to patient could occur due to issues with infection control and deterioration of the product.
⚠ SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
⚠ DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 127380

EU REP




CARE SURGICAL


Code produit: CSM2738

CS Disposable Leg Holder


CS Disposable Leg Holder - À utiliser avec un support de jambe arthroscopique compatible pour assurer un soutien sûr et confortable.



- 1** Positionnez le support de jambe sous la jambe du patient, le côté blanc vers l'extérieur.



- 2** Enroulez le coussinet du porte-jambe autour de la jambe du patient et fixez-le à l'aide de la sangle.



- 3** À utiliser avec un support de jambe arthroscopique compatible.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



NE PAS RÉUTILISER! lors de la survenue d'une nouvelle lésion du patient en raison de problèmes de contrôle d'une infection ou de détérioration du produit.



ÉLIMINATION SÛRE: les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.



NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.



5 060624 127380

EU REP





CARE SURGICAL

Código del producto: CSM2738

CS Disposable Leg Holder

⚠ Para uso exclusivo por médicos capacitados.

Para uso con un soporte de pierna artroscópico compatible a fin de proporcionar un soporte seguro y cómodo.



Soporte de pierna
desechable CS

Soporte de pierna
artroscópico
compatible

- 1 Coloque la almohadilla de soporte de la pierna debajo de la pierna del paciente, con el lado blanco hacia afuera.
- 2 Enrolle la almohadilla de soporte de la pierna firmemente alrededor de la pierna del paciente y fíjela con la correa.
- 3 Úselo con un soporte de pierna artroscópico compatible.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



⚠ ¡NO REUTILIZAR! Si se reutiliza, el paciente podría sufrir lesiones por problemas de control de infecciones y deterioro del producto.
⚠ ELIMINACIÓN SEGURA: los clientes deben cumplir las leyes y regulaciones locales para la eliminación segura de productos sanitarios.
⚠ NO UTILICE productos que parezcan estar dañados o desgastados. En caso de daño del producto o lesión del paciente, póngase en contacto con Care Surgical.



5 060624 127380

EU REP



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning