



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2648

CS Supine Bariatric Support Set




CARE SURGICAL

CS Supine Bariatric Support

Product Code: CSM2648

⚠ Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.

The CS Supine Bariatric Support reduces pressure on the chest and facilitates intubation.



2-piece support set for elevated positioning of the patient's head and thorax in the supine position.

Can be used with Top (CSM2914) and Base (CSM2915) or only with Base.

Cleaning instructions:



Clean using standard hospital wipes



Do not immerse in water



Do not autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com



SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland




CARE SURGICAL

Code produit : CSM2648

CS Supine Bariatric Support

Le CS Supine Bariatric Support réduit la pression sur le thorax et facilite l'intubation.



Support en 2 parties pour un positionnement surélevé de la tête et du thorax du patient en position allongée sur le dos. Il permet d'atteindre facilement la position d'intubation optimale en élevant la tête, le haut du corps et les épaules au-dessus du thorax (« position de la rampe »).


Instructions de nettoyage

Nettoyez à l'aide de lingettes hospitalières standard



Ne pas immerger dans l'eau

Ne pas autoclaver



Peut être utilisé avec la partie supérieure (CSM2914) et la base (CSM2915) ou uniquement avec la base.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 XSP8 Ireland



Poids maximum
du patient



ÉLIMINATION SÛRE : les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.



NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.



5 060624 120381




CARE SURGICAL

Κωδικός προϊόντος: CSM2648

CS Supine Bariatric Support

Το CS Supine Bariatric Support μειώνει την πίεση στο θώρακα και διευκολύνει τη διασωλήνωση.



Σετ υποστήριξης 2 τεμαχίων για την ανύψωση του επιπέδου της κεφαλής και του θώρακα του ασθενούς σε ύπτια θέση. Συμβάλλει στην εύκολη επίτευξη της βέλτιστης θέσης διασωλήνωσης μέσω ανύψωσης της κεφαλής, του άνω μέρους του σώματος και των ώμων πάνω από το επίπεδο του στήθους («κεκλιμένη θέση»).

Οδηγίες χρήσης



Καθαρίζετε με τα συνήθη νοσοκομειακά μαντηλάκια



Να μη βυθίζεται σε νερό



Να μην καθαρίζεται σε αυτόκαυστο

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την κορυφή (CSM2914) και τη βάση (CSM2915) ή μόνο με τη βάση.



Μέγιστο βάρος ασθενούς



ÉLIMINATION SÛRE : les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.



NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



5 060624 120381



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning